

TP Révisions : montage d'électrozingage

Produits	Matériel
solution de sulfate de zinc à 1 mol/L	1 alimentation de courant avec des câbles (montage d'électrolyse)
solution de chlorure d'ammonium à 1 mol/L	électrode de fer
	électrode de zinc

Protocole

- Décaper la lame d'acier avec un papier abrasif de façon à ce que sa surface soit bien lisse. Rincer abondamment à l'eau.
- Plonger la lame dans un bécher contenant 50 mL de la solution d'acide chlorhydrique (manipuler avec des gants de protection) pendant une minute environ.
- Récupérer la lame à l'aide de pinces, la rincer puis la sécher avec du papier absorbant.
- Peser la lame et noter sa masse m.
- Préparer la solution électrolytique dans un bécher en y versant 100 mL de solution aqueuse de chlorure de zinc et 120 mL de solution aqueuse de chlorure d'ammonium.
- Y introduire la plaque d'acier et les deux plaques de zinc.
- Déterminer l'aire S de la surface immergée de la plaque d'acier, assimilée à celle des deux faces rectangulaires immergées.
- Réaliser le montage d'électrozingage schématisé ci-contre.
- Fermer l'interrupteur, régler aussitôt l'intensité à la valeur I=0.40 A et déclencher le chronomètre.
- Laisser l'électrolyse se dérouler pendant $\Delta t = 10$ min, en vérifiant que l'intensité reste constante (la réajuster éventuellement grâce au bouton de réglage du générateur).
- Sortir la lame d'acier et la sécher délicatement au sèche-cheveux
- Mesurer sa nouvelle masse m'

Matériel et produits

- · Générateur électrique et ampèremètre
- . Deux lames de zinc et une lame d'acier
- · Papier abrasif, papier absorbant, gants de protection
- · Béchers de 100 mL et 500 mL
- Solution de chlorure de zinc (II) à 0,5 mol·L⁻¹
- * Solution de chlorure d'ammonium à 3 mol-L
- Solution d'acide chlorhydrique à 2 mol·L⁻¹
- * Fils de connexion, pinces crocodile, interrupteur
- Chronomètre
- · Reglet
- Balance
- * Seche-cheveux



probable un per paris ...

Explication alegagement gazeurs: (explique laisse de rendement

sutension fer = -0,4V

milieu langue (NHu+) E=E°-0,06pH paus cayleH+/H2

=) E(H+1H2) =0,8V+on applique un cauant qui rédict ausni H+ =) dégagement à la cothècle (dégagement de H2)

On a ru un dégagement à l'anode dursi + oxydition de l'eau = 02